

PROEMER S.A.Sitio web : www.proemer.clEmail: contacto@proemer.cl

Dirección: Eliodoro Yáñez 1070 Oficina 32, Local 2-Providencia

Teléfonos:

VENTAS: +56 2 27060838

CENTRAL: +56 2 22640005



FICHA TÉCNICA			
PRODUCTO	A403D	CANTIDAD	IMAGEN (referencial)
INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA ADULTO – IMPORTADO		1	
<p>Características:</p> <p>Proporciona un control firme del movimiento de la cabeza, ayudando a mantener una correcta alineación de la columna cervical.</p> <p>Presenta gran apertura óptica.</p> <p>Válido con todo tipo de tableros espinales y camillas de pala.</p> <p>Diseñado y confeccionado evitando aristas vivas o bordes afilados que puedan provocar lesiones accidentales al personal que lo utiliza.</p> <p>Incluye una plancha de base con correas de sujeción, dos almohadillas acolchadas y dos correas para frente / mentón.</p> <p>La plancha de base y las correas tienen hebillas con anillas para la fijación.</p> <p>La fijación de los bloques es mediante velcro ancho, lo que permite utilizarlo con distintos tamaños de cabeza.</p> <p>El Inmovilizador de Cabeza está revestido de vinilo y es resistente al agua y se presenta libre de costuras para una mejor limpieza y desinfección.</p> <p>Características Técnicas:</p> <p>Inmovilizador de cabeza lateral Fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado Hidrifuga.</p> <p>Desmontable ajustable con velcro de alta duración.</p> <p>Fácil Lavado.</p> <p>Material Hipoalergenico.</p> <p>La unidad viene completa con Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza.</p> <p>Translucido:interferencia mínima con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT</p> <p>Peso: 1.152 Kg</p>			Two photographs of the A403D lateral head immobilizer are shown. The top image is a red unit, and the bottom image is a yellow unit. Both units are shown from a top-down perspective, highlighting their rectangular shape, multiple straps with buckles, and a central opening for the head.

SERVICIO POST VENTA:

Capacitación sobre el correcto uso de los productos.

Atención Telefónica y en oficina.



ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO PIENSA EN EL MEDIO AMBIENTE.

